

	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>	Documento Nº: FTP-010
	<b>COLETOR UNIVERSAL</b>	Revisão Nº: 01
		Data: 14 Mar. 2017
		Pág.: 1 de 1

## 1. CARACTERÍSTICAS

O coletor universal SR constitui dos seguintes componentes com as respectivas matérias-primas básicas:

**1. FRASCO:** Componente injetado termoplásticamente em polibropileno PP ou polietileno PE transparente ou adicionado de pigmento azul, atóxico e inerte. Apresenta capacidade de 80mL, cujo nível está indicado na parte interna com um anel em alto-relevo.

**2. TAMPA e PÁ DE PLÁSTICO:** Componente injetado termoplásticamente em polibropileno PP ou polietileno PE adicionado de pigmento azul (Não estéril) ou vermelho (Estéril), atóxica e inerte.



## 2. MEDIDAS/ CALIBRES

Modelo único com capacidade para 80mL.

## 3. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

- Estéril: Frasco transparente e tampa vermelha - embalado individualmente em filme blister;
- Não Estéril: Frasco transparente/azul e tampa azul – embalado individualmente em filme blister ou de forma avulsa na caixa.

## 4. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO

Óxido de Etileno.

## 5. INDICAÇÃO

Este produto é indicado para coleta de material para exames.

## 6. INSTRUÇÕES DE USO

1. Desenroscar a tampa do frasco, realizando assim a sua abertura.
2. Destacar a pá que se encontra fixada na aba da tampa.
3. Realizar a coleta do material no frasco.
4. Tampa o frasco enroscando a tampa, até que a mesma esteja travada.

## 7. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Produto de uso único.

## 8. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e conservar a temperatura ambiente em local seco e limpo.

## 9. CONTRAINDICAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

## 10. INTERAÇÕES

Nenhuma Conhecida.

## 11. FABRICANTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA.  
 Av.Torquato Tapajós nº 2475 – Flores  
 CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil  
 CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2  
 Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416  
 E-mail: [vendas@seringasr.com.br](mailto:vendas@seringasr.com.br) / [qualidade@seringasr.com.br](mailto:qualidade@seringasr.com.br)  
 FTP disponível em: <http://www.seringasr.com.br/new-site/images/pdf/FTP/FTP-010.pdf>